


Instrucciones de uso

Adaptador de
teléfono 2.0



Introducción al manual

Este manual le guiará en el uso y mantenimiento de su adaptador para teléfono. Léalo con atención, incluyendo la sección de **Advertencias**. Esto le ayudará a sacar el máximo partido de su adaptador de teléfono.

Para cualquier consulta sobre el uso del adaptador para teléfono, contacte con su audioprotesista.

Para su comodidad, el manual incluye la siguiente barra de navegación para que pueda desplazarse con facilidad por las diferentes secciones.

| **Acerca de** | [Instalación](#) | [Manejo](#) | [Advertencias](#) | [Más información](#) |

Uso previsto

Uso previsto	El Adaptador para teléfono 2.0 está destinado a ser usado junto con Oticon ConnectClip, Oticon Streamer Pro y los audífonos inalámbricos de Oticon. Esto permite al usuario de audífonos comunicarse de forma inalámbrica con un interlocutor telefónico a través de un teléfono fijo (analógico/PSTN).
Indicaciones de uso	No hay indicaciones de uso.
Usuario previsto	Adultos y niños mayores de 36 meses.
Entorno del usuario	Interior.
Contraindicaciones	No existen contraindicaciones.
Beneficios clínicos	Consulte los beneficios clínicos del audífono.

Índice

Acerca de

Contenido del paquete	6
Descripción del adaptador de teléfono	7

Instalación

Instalación	9
Conexión del adaptador para teléfono a un enchufe	10
Conectar la línea telefónica y el teléfono fijo	12
Emparejar Streamer Pro con el adaptador para teléfono	14
Emparejar ConnectClip con el adaptador para teléfono	16
Usar el adaptador para teléfono	18

Manejo

Llamadas entrantes con Streamer Pro	20
Llamadas salientes con Streamer Pro	23
Llamadas entrantes con ConnectClip	26
Llamadas salientes con ConnectClip	29
Información adicional	32

Advertencias


Advertencias generales	35
------------------------	----

Más información

Condiciones de uso	36
Garantía internacional	37
Información técnica	38

Contenido del paquete

La caja incluye los siguientes elementos:




Adaptador para teléfono 2.0



Toma de alimentación
(La fuente de alimentación puede variar según el país)



Cable de teléfono




Este manual

Descripción del adaptador de teléfono

Parte frontal

Indicador de encendido


Indicador de teléfono



Condición	Indicador de encendido	Indicador de teléfono
Encendido, sin conexión con el Streamer o con ConnectClip		
Emparejando con el Streamer o con ConnectClip		
El Streamer o ConnectClip está conectado de forma inalámbrica		
Llamada entrante		
Conversación telefónica		
Condición de error (póngase en contacto con su audiólogo protésico)		

○ No hay luces ◐ Intermitente ● Fija

Parte trasera



Instalación

Usar el adaptador para teléfono por primera vez

Antes de poder usar el adaptador para teléfono con sus audífonos, el adaptador para teléfono debe conectarse a una salida de corriente y a la línea pública telefónica.


Esta es una guía paso a paso sobre cómo instalar el adaptador para teléfono.

Todos los elementos necesarios para realizar la instalación están incluidos en el paquete del adaptador.

Para obtener más información, consulte: www.oticon.es/connectline


Conexión del adaptador para teléfono a un enchufe

Utilice la fuente de alimentación con el cable USB de la caja 1.

1. Conecte el conector USB en el conector "alimentación" en el adaptador para teléfono.
2. Conecte la fuente de alimentación en el enchufe de la pared o en otra fuente de alimentación.
3. Compruebe que hay corriente.
4. Tras unos segundos, el indicador de encendido  en la parte frontal del adaptador para teléfono se iluminará en verde.

NOTA IMPORTANTE

Cuando cargue el adaptador para teléfono, utilice la fuente de alimentación original suministrada de 5,0V/1A con marcación de seguridad de la CE.




Conectar la línea telefónica y el teléfono fijo

Coloque el adaptador para teléfono en un lugar adecuado cerca de su teléfono fijo o estación base.

1. Desconecte la línea telefónica del teléfono fijo (o estación base).*
2. Conecte la línea de teléfono desde el adaptador de pared en conector "IN" del adaptador para teléfono.
3. Conecte el cable telefónico de la caja 2 al conector "OUT" del adaptador para teléfono.
4. Conecte el otro extremo del cable de teléfono en el teléfono fijo (o estación base)^.*

Levante el auricular de su teléfono fijo; ahora debería poder oír el tono de marcación desde el altavoz del teléfono.

*Si su teléfono principal o estación base no tienen un conector extraíble para la conexión de la línea fija, deberá usar un teléfono alternativo o contactar con un técnico para completar la instalación.



Emparejar Streamer Pro con el adaptador para teléfono

La primera vez que utilice el Streamer con el adaptador para teléfono, debe emparejarse con el adaptador para teléfono.

Para efectuar el emparejamiento:

1. Compruebe que el adaptador para teléfono está encendido, es decir, el indicador de encendido esté en verde fijo.
2. Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO del Streamer durante 5 a 6 segundos hasta que la luz azul comience a parpadear.
3. Coloque el Streamer encima del adaptador para teléfono; el emparejamiento se realiza en unos 20 a 60 segundos.
4. El emparejamiento se completa cuando el indicador de encendido del adaptador para teléfono y el indicador en el Streamer estén en azul fijo. El emparejamiento se realiza sólo una vez y normalmente no hay que repetirlo.



Emparejar el Streamer Pro			
Streamer Pro Streamer Pro	Streamer Pro Streamer Pro	Adaptador para teléfono	Descripción
	-		Streamer y adaptador para teléfono encendidos
	-		Streamer en modo de emparejamiento
	-		Emparejamiento completado

Fija Intermitente


Emparejar ConnectClip con el adaptador para teléfono

La primera vez que utilice el ConnectClip con el adaptador para teléfono, debe emparejarse con el adaptador para teléfono.

Para efectuar el emparejamiento:

1. Compruebe que el adaptador para teléfono está encendido, es decir, el indicador de encendido esté en verde fijo.
2. Pulse el botón multifunción Y el botón para subir volumen en el ConnectClip (B) durante unos 6 segundos hasta que el indicador de estado parpadee en azul.
3. Coloque el ConnectClip encima del adaptador para teléfono; el emparejamiento se realiza en unos 20 a 60 segundos.
4. El emparejamiento se completa cuando el indicador de encendido del adaptador para teléfono y el indicador de estado en el ConnectClip estén en azul fijo. El emparejamiento se realiza sólo una vez y normalmente no hay que repetirlo.

Descripción




Emparejar el ConnectClip			
Estado del ConnectClip	Alimentación del ConnectClip	Teléfono teléfono	Descripción
	●	● ○	ConnectClip y el adaptador para teléfono encendidos
●	●	● ○	ConnectClip en modo de emparejamiento.
●	●	● ○	Emparejamiento completado

● Fija ● Intermitente ● Alimentación

Usar el adaptador para teléfono

El adaptador para teléfono admite llamadas de teléfono entrantes y salientes. Durante una llamada de teléfono, los audífonos se utilizan como auriculares y el micrófono en el Streamer o en el ConnectClip permite un uso manos libres.


Asegúrese de que el adaptador para teléfono está correctamente instalado como se describe en la siguiente sección antes de usar el Streamer o el ConnectClip para realizar conversaciones telefónicas por primera vez.

Para usar el adaptador para teléfono, el Streamer o el ConnectClip y el adaptador para teléfono deben conectarse de forma inalámbrica entre ellos. Esta conexión se establece automáticamente cuando el Streamer y el adaptador para teléfono se emparejan y están dentro del alcance. El adaptador para teléfono está conectado con el Streamer o con ConnectClip cuando el indicador de encendido  en el adaptador para teléfono esté en azul fijo.




Streamer Pro
Ver página

22



ConnectClip
Ver página

30



Llamadas entrantes con Streamer Pro


Cómo responder y finalizar una llamada

Asegúrese de que puede hablar en el micrófono del Streamer.

Cuando su teléfono fijo llame, escuchará una notificación de llamada entrante en sus audífonos. El indicador de teléfono del adaptador para teléfono parpadea en verde y al mismo tiempo el botón de teléfono en el Streamer y el indicador parpadean en verde.

Pulse el botón de teléfono en el Streamer brevemente para responder la llamada. Escuchará un aviso de confirmación en sus audífonos. El botón de teléfono y el indicador de estado en el Streamer y el indicador de teléfono en el adaptador para teléfono están en verde fijo.

Para finalizar la llamada, pulse el botón de teléfono en el Streamer brevemente, y el botón de teléfono verde en el Streamer se apagará.



Recibir una llamada con Streamer Pro			
Streamer Pro parte superior	Streamer Pro parte frontal	Adaptador de teléfono	Descripción
			Streamer y el adaptador para teléfono conectados
			Llamada de teléfono: El indicador de teléfono y la luz de estado superior del Streamer parpadean en verde. Escuchará una notificación de llamada entrante en sus audífonos.
			Cuando se conecte la llamada, escuchará un tono que indica que la llamada se ha respondido; ahora podrá escuchar y hablar con la otra persona.

Fija Intermitente

Llamadas salientes con Streamer Pro

Cómo realizar una llamada


Asegúrese de que puede hablar en el micrófono del Streamer.

1. Para realizar una llamada, pulse el botón de teléfono del Streamer brevemente. Escuchará un tono de marcación en los audífonos. El botón de teléfono del Streamer y el indicador de teléfono en el adaptador para teléfono se pondrán en verde fijo.
2. Coja el auricular en su teléfono fijo (o pulse "Llamada" en el teléfono portátil) y marque el número de teléfono como lo haría normalmente para realizar una llamada.
3. Tras poco tiempo, escuchará el tono de llamada en sus audífonos indicando que la llamada está ahora conectada a través de su Streamer y sus audífonos.

Ahora puede volver a colgar el auricular (o pulsar "finalizar llamada" en el teléfono portátil).

Para finalizar la llamada, pulse el botón de teléfono en el Streamer brevemente.

Nota: Asegúrese de colgar el auricular correctamente en el teléfono; de lo contrario, la línea de teléfono bloqueará las llamadas entrantes.



Realizar llamadas			
Streamer Pro parte superior	Streamer Pro parte frontal	Adaptador de teléfono	Descripción
			El Streamer y el adaptador para teléfono están conectados
			Pulse el botón del teléfono del Streamer brevemente y escuchará un tono de marcación en los audífonos.

Fija Intermitente

Llamadas entrantes con ConnectClip

Cómo realizar una llamada



Asegúrese de que puede hablar en el micrófono del ConnectClip (A).

Cuando su teléfono fijo llame, escuchará una notificación de llamada entrante en sus audífonos. El indicador de teléfono en el adaptador para teléfono parpadeará en verde al mismo tiempo que el indicador de estado en el ConnectClip parpadea en verde (B).

Pulse el botón multifunción en el ConnectClip brevemente (C) para responder la llamada. Escuchará un pequeño tono de confirmación en sus audífonos. El indicador de estado en el ConnectClip y el indicador de teléfono en el adaptador para teléfono ahora estará en verde fijo.

Para finalizar la llamada, pulse el botón multifunción en el ConnectClip brevemente y el indicador de estado se pondrá en azul.

Nota: El ConnectClip solo puede emparejarse con un dispositivo a la vez. Consulte la página 18 para ver las instrucciones de emparejamiento.



Recibir una llamada con ConnectClip			
Estado del ConnectClip	Alimentación del ConnectClip	Adaptador de teléfono	Descripción
			ConnectClip y el adaptador para teléfono están conectados.
			Llamada de teléfono: El indicador de teléfono y el indicador de estado de ConnectClip parpadean en verde. Escuchará una notificación de llamada entrante en sus audífonos.
			Cuando se conecte la llamada, escuchará un tono que indica que la llamada se ha respondido; ahora podrá escuchar y hablar con la otra persona.

Fija Intermitente

Llamadas salientes con ConnectClip

Cómo realizar una llamada


Asegúrese de que puede hablar en el micrófono del ConnectClip (A).

1. Para realizar llamadas pulse el botón multifunción de ConnectClip brevemente (B). Escuchará un tono de marcación en los audífonos. El indicador de estado en el ConnectClip y el indicador de teléfono en el adaptador para teléfono se volverán verde fijo.
2. Coja el auricular en su teléfono fijo (o pulse "Llamada" en el teléfono portátil) y marque el número de teléfono (C) como lo haría normalmente para realizar una llamada.
3. Tras poco tiempo, escuchará el tono de llamada en sus audífonos indicando que la llamada está ahora conectada a través de su ConnectClip y sus audífonos.


Ahora puede volver a colgar el auricular (o pulsar "finalizar llamada" en el teléfono portátil).

Para finalizar la llamada, simplemente pulse el botón multifunción en el ConnectClip brevemente.



Nota: Asegúrese de colgar el auricular correctamente en el teléfono; de lo contrario, la línea de teléfono bloqueará las llamadas entrantes.



A



B



C



Realizar llamadas

Estado del ConnectClip	Alimentación del ConnectClip	Adaptador de teléfono	Descripción
			ConnectClip y el adaptador para teléfono están conectados.
			Pulse el botón multifunción en el ConnectClip brevemente y escuchará un tono de marcación en los audífonos.

Fija Intermitente

NOTA IMPORTANTE

Utilice un paño seco y suave para limpiar el adaptador para teléfono. El adaptador para teléfono no debe lavarse ni sumergirse en agua u otros líquidos bajo ningún concepto.

Información adicional

Apagar el adaptador para teléfono

Si no desea recibir llamadas telefónicas en su Streamer, apague el adaptador para teléfono desconectando la alimentación. Para su uso normal, el adaptador para teléfono utiliza muy poca energía de forma que no es necesario apagarlo.

Alcance

El adaptador para teléfono tiene un alcance de aproximadamente 30 metros con el Streamer, y hasta de aproximadamente 20 metros con el ConnectClip, dependiendo del mobiliario y paredes. Dentro de este alcance, puede realizar llamadas manos libres con una buena calidad de sonido (sin ruidos de crujidos).

Normalmente, podría oír la notificación de la llamada entrante en los audífonos a una distancia de hasta 30-40 metros, pero tendrá que acercarse al adaptador para teléfono para oír la voz de su interlocutor claramente. Esto puede ser útil cuando trabaja en el jardín, por ejemplo.

Control de volumen

Utilice el botón de volumen en el Streamer o en el ConnectClip para ajustar el nivel del volumen del teléfono en los audífonos. Para ajustar el volumen, presione brevemente los botones de subir volumen o de bajar volumen. Repita la operación para hacer más ajustes.

El nivel de volumen del teléfono establecido por el Streamer se memoriza. Esto significa que la próxima vez que se realice una llamada de teléfono, el nivel de volumen memorizado se aplicará. Esta función no está disponible con ConnectClip.

Escuchar solo el sonido del teléfono

El audífono y los micrófonos se encienden por defecto.

Sin embargo, los micrófonos del audífono pueden silenciarse, permitiéndole escuchar mejor la conversación telefónica.

Pulse el botón para bajar volumen durante 3 segundos (Streamer Pro y ConnectClip) durante la conversación para reactivar los micrófonos del audífono.

Para obtener instrucciones de uso detalladas sobre el Streamer, consulte sus instrucciones de uso.

Para obtener instrucciones de uso detalladas sobre el ConnectClip, consulte sus Instrucciones de uso.

Para obtener ayuda o consejos, consulte la información en www.oticon.es/support.

NOTA IMPORTANTE

Consulte las Instrucciones de uso de sus audífonos para más información sobre la funcionalidad de sus audífonos específicos.

⚠ Advertencias generales

Por seguridad y para garantizar un uso correcto, familiarícese con las siguientes advertencias generales antes de usar su adaptador para teléfono. Consulte con su audioprotesista si experimenta funcionamientos no previstos o incidentes graves con su adaptador para teléfono de televisión durante el uso o a causa de su uso. Su audioprotesista le ayudará a gestionar los problemas y, cuando corresponda, a informar al fabricante y/o las autoridades nacionales.

Conexión con equipos externos

La seguridad de uso del adaptador para teléfono, cuando se conectan a equipos externos con un cable de entrada auxiliar y/o con un cable USB y/o directamente, viene determinada por la fuente de señal externa. Cuando está conectado a equipos enchufados a la red eléctrica, dichos equipos tienen que cumplir las normas de seguridad IEC-62368-1 u otras equivalentes.

Interferencias

El adaptador para teléfono ha superado pruebas exhaustivas de interferencias, de acuerdo con las normas internacionales más estrictas. Sin embargo, pueden producirse interferencias entre el adaptador para teléfono y otros dispositivos. En caso de interferencias, aumente la distancia entre el adaptador para teléfono y el equipo en cuestión.

Peligro de incendio

La fuente de alimentación de su adaptador para teléfono no tiene energía suficiente para producir un incendio en condiciones normales de uso.

Uso de accesorios de terceros

Utilice solo accesorios, transductores o cables suministrados por el fabricante. Los accesorios incompatibles pueden resultar en una menor compatibilidad electromagnética (EMC) del dispositivo.

Condiciones de uso

Condiciones de funcionamiento	Temperatura: De +5 °C a +40 °C Humedad: 15 % a 93 % de humedad relativa, sin condensación Presión atmosférica: De 700 hPa a 1060 hPa
Condiciones de transporte y almacenamiento	La temperatura y la humedad no deben superar los valores indicados durante períodos largos de transporte y almacenamiento. Temperatura: De -25°C a +70°C Humedad: 15 % a 93 % de humedad relativa, sin condensación Presión atmosférica: De 700 hPa a 1060 hPa

Garantía internacional

Su dispositivo está cubierto por una garantía internacional limitada del fabricante durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Esta garantía limitada cubre los defectos de fabricación y materiales del dispositivo en sí, pero no de los accesorios como las pilas, cables, fuentes de alimentación, etc. Los problemas derivados de un uso o un cuidado inadecuado, incorrecto o excesivo, accidentes, reparaciones a cargo de personas no autorizadas, exposición del audífono a condiciones corrosivas, cambios físicos en el oído, daños provocados por objetos extraños introducidos en el dispositivo o ajustes incorrectos no están cubiertos por la garantía y podrían anularla. Bajo esta garantía, el fabricante elegirá, a su única discreción, si reparar el dispositivo, o sustituirlo con un modelo equivalente. Esta garantía no afecta a los derechos legales que le puedan ser de aplicación conforme a la legislación nacional sobre bienes de consu-

mo. Es posible que su audioprotesista le haya expedido una garantía más amplia que esta. Consulte con él si necesita más información.

Si necesita asistencia técnica

Lleve su dispositivo a su audioprotesista, quien seguramente podrá resolver los problemas más sencillos y realizar ajustes de forma inmediata. Su audioprotesista puede ayudarle a obtener el servicio de garantía del fabricante. Su audioprotesista puede cobrarle una tarifa por sus servicios.

Información técnica

Nombre del modelo	BS-H200
-------------------	---------

El Adaptador de teléfono 2.0 contiene un transmisor inalámbrico que utiliza tecnología de 2,4 GHz.

La potencia máxima de emisión del Adaptador de teléfono 2.0 es 10 dBm EIRP

El Adaptador para teléfono 2.0 cumple con los estándares internacionales relativos a los transmisores de radio, la compatibilidad electromagnética y la exposición humana.

Este producto está destinado a la conexión con la red telefónica analógica pública y puede utilizarse en los países de la UE y EFTA.

Debido al reducido tamaño disponible en el Adaptador de teléfono 2.0, las marcas de homologación relevantes se encuentran en este documento.

Puede encontrar información adicional en las: Hojas de datos técnicos (TD) en www.oticon.es.

EE. UU. y Canadá

Este dispositivo contiene un módulo de radio con los siguientes números de certificación ID:

FCC ID: UXZBSH200
IC: 8191A-BSH200

Nota

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las reglas FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales y

2. este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota

Los cambios o modificaciones realizados al equipo que no estén aprobados expresamente por la parte responsable correspondiente, podrían anular la autoridad del usuario para manejarlo.

Este aparato digital de clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple los límites para un dispositivo digital de la clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias dañinas en entornos domésticos. El equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala

y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no vaya a ocurrir en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias a la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobar si apaga y vuelve a encender el equipo, puede probar una de las siguientes soluciones:

Reorientar o reposicionar la antena receptora.
Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente al del receptor.
Consultar al fabricante o a un técnico de radio/TV cualificado.

El fabricante declara que el Adaptador de teléfono 2.0 cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

Este dispositivo médico cumple con la Normativa de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.

La declaración de conformidad puede obtenerse del fabricante.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.oticon.global



Los residuos de los equipos electrónicos deben manipularse de acuerdo con la normativa local.



Complies with
IMDA Standards
DA103820

Descripción de los símbolos y abreviaturas usados en este manual



Advertencias

El texto marcado con un símbolo de advertencia debe ser leído antes de usar el dispositivo.



Fabricante

El dispositivo ha sido fabricado por el fabricante cuyo nombre y dirección se indican junto al símbolo. Indica el fabricante del dispositivo médico, según las Normativas de la UE 2017/745 y 2017/746.



Marca CE

El dispositivo cumple con todas las regulaciones y directivas requeridas por la UE.



Residuos electrónicos (RAEE)

Reciclar los audífonos, accesorios o baterías según la normativa local. Los usuarios de audífonos pueden devolver los residuos electrónicos a su audiólogo protésico para su eliminación. Los equipos electrónicos están cubiertos por la Directiva 2012/19/EU sobre residuos y equipos eléctricos (RAEE).



Marca de cumplimiento regulatorio (RCM)

El dispositivo cumple con los requisitos sobre seguridad eléctrica, CEM y el espectro de radio para los dispositivos suministrados al mercado australiano o neozelandés.



Etiqueta IMDA Singapur









El dispositivo cumple los estándares y las especificaciones publicadas por Info-Communications Media Development Authority (IMDA) y que es compatible con las redes de telecomunicación públicas en Singapur y no causa interferencias de radiofrecuencia en otras redes de radiocomunicación autorizadas.

audifono

Símbolo AUDÍFONO en España



Indica audífonos.

Descripción de otros símbolos utilizados en las etiquetas

	Mantener seco Indica un dispositivo médico que necesita ser protegido de la humedad.
	Símbolo de precaución Consulte las instrucciones de uso para ver las advertencias y precauciones.
	Número de catálogo Indica el número de catálogo del fabricante para que el dispositivo médico se pueda identificar.
	Número de serie Indica el número de serie del fabricante, de modo que se pueda identificar un dispositivo médico específico.
	Símbolos Japón JATE y Japón TELEC "R" indica el marcado para equipo de radio certificado. "T" indica que el dispositivo puede conectarse a la red telefónica.
5,0 V.  200mA.	Salida de toma de alimentación Indica la velocidad a la que se envía alimentación desde el enchufe a su dispositivo eléctrico.
	Etiqueta ICASA Sudáfrica El dispositivo tiene licencia para su comercialización en Sudáfrica.
	Dispositivo médico El dispositivo es un dispositivo médico.

220171ES / 2020.04.06 / v1

Descripción de otros símbolos utilizados en las etiquetas

	Marca de certificación de Corea (KC) El dispositivo cumple con los requisitos de seguridad de los productos en Corea para equipos eléctricos o electrónicos.
	Telepermit Nueva Zelanda Indica que el dispositivo está certificado y es adecuado para la conexión a la red de telecomunicaciones de Nueva Zelanda.

220171ES / 2020.04.06 / v1



oticon
life-changing **technology**